

EN

IMPORTANT

Pot suitable for storage of glycerolised skin graft.

Storage before pack is opened:

- Store in clean, dry conditions away from direct sunlight.
- Temperature 10 - 35 °C. RH 20 - 80%.

Operational Information:

- Do not use if package damaged.
- Do not re-irradiate.
- Do not reuse due to risk of cross-infection and material alteration.
- Not suitable for freezing.

DE

WICHTIG

Gefäß für die Lagerung von Glycerol-Hautlappen.

Lagerung vor Öffnen der Verpackung:

- In sauberer und trockener Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
- Temperatur 10 °C - 35 °C. Relative Luftfeuchte 20% - 80%

Betriebsdaten:

- Inhalt beschädigter Packung nicht verwenden.
- Nicht neu bestrahlen.
- Nicht durch das Risiko einer Kreuzinfektion und Materialveränderung wiederverwenden.
- Nicht gefriergeeignet.

ES

IMPORTANTE

Recipiente apto para el almacenaje de injerto de piel con glicerina.

Conservación previa a la apertura del paquete:

- Conservar en lugar limpio y seco en el que no reciba la luz directa del sol.
- Temperatura: 10 °C - 35 °C. HR: 20% - 80%.

Información operativa:

- No usar si el paquete está dañado.
- No volver a irradiar.
- No reutilizar debido al riesgo de infección cruzada y alteración del material.
- No apto para congelación.

FI

TÄRKEÄÄ

Astia soveltuu glyserolisoidun ihosiirteen säilytykseen.

Säilytysolosuhteet ennen pakkauksen avaamista:

- Säilytettävä puhtaissa kuivissa tiloissa ja suojassa suoralta auringonvalolta.
- Lämpötila: 10 °C...35 °C. RH 20 %...80 %.

Käyttöön liittyviä tietoja:

- Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut.
- Ei saa säteilyttää uudelleen.
- Älä käytä, koska riski rajat infektion ja materiaalin muutos.
- Ei sovellu pakastettavaksi.

FR

IMPORTANT

Pot approprié pour le stockage de greffe cutanée glycerolisée.

Stockage avant l'ouverture de l'emballage :

- Stocker dans des conditions propres et sèches, loin de la lumière directe.
- Température de 10 °C à 35 °C. HR 20 à 80 %.

Informations sur le fonctionnement :

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas ré-irradier.
- Ne pas réutiliser en raison du risque d'infection croisée et d'altération matérielle.
- Ne convient pas pour la congélation.

IT

IMPORTANTE

Contentitore idoneo per la conservazione di graft cutanei glicerolizzati.

Conservazione prima dell'apertura della confezione:

- Conservare in un luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
- Temperatura 10 °C - 35 °C. Umidità relativa 20% - 80%.

Informazioni operative:

- Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Non reirradiare.
- Non riutilizzare a causa del rischio di infezioni crociate e l'alterazione del materiale.
- Non idoneo per il congelamento.

NO

VIKTIG

Kopp egnet for oppbevaring av glysert hudvev for transplantasjon.

Oppbevaring før åpning:

- Oppbevares i rene, tørre forhold og må ikke utsettes for direkte sollys.
- Temperatur 10 °C - 35 °C. Relativ luftfuktighet 20 % - 80 %.

Ytterligere informasjon:

- Må ikke brukes hvis posen er skadet.
- Må ikke bestråles på nytt.
- Ikke bruk på grunn av risikoen for kryssinfeksjon og materiell endring.
- Må ikke fryses.

PT

IMPORTANTE

Recipiente adequado para a conservação de enxerto de pele glicerolisado.

Conservação antes de aberta a embalagem:

- Conservar em ambiente limpo e seco, afastado da luz solar directa.
- Temperatura 10 °C - 35 °C. HR 20% - 80%.

Informação Operacional:

- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não voltar a irradiar.
- Não reutilizar devido ao risco de infecções cruzadas e alterações materiais.
- Não é adequado para congelação.

SV

VIKTIGT

Lämplig förvaringsbehållare för glyceroliserat hudtransplantat.

Förvaring innan förpackningen öppnas:

- Förvaras rent och torrt och skyddas mot direkt solljus.
- Temperatur 10 °C–35 °C. Relativ luftfuktighet 20 %–80 %.

Användningsinformation:

- Använd inte om förpackningen är skadad
- Får inte bestrålas igen.
- Återanvänd inte på grund av risken för korsinfektion och material förändring.
- Går inte att frysa.

